

ARNOMED DesiQuick Wipes Forte

Alkoholhaltige Desinfektionstücher

Produktbeschreibung

ARNOMED DesiQuick Wipes Forte sind gebrauchsfertige, aldehydfreie und alkoholische Desinfektionstücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen. Das Tuchmaterial ist aus Polypropylen.

Bemerkungen

ARNOMED DesiQuick Wipes Forte eignen sich zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semi-kritischen und kritischen Medizinprodukten.

Medizinproduktklasse IIa

CE0044



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren
- viruzid

Ausführungen

Art.-Nr.	Inhalt	Gebindeart	Tuchgröße	Stk. / Krt.
553-150	150 Tücher	Dose	15 x 18 cm	12
553-150-Refill	150 Tücher	Nachfüllpack	15 x 18 cm	12
553-Dose	1 Leere Dose inkl. Deckel	Dose	—	12

Anwendungshinweise

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.



Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid (mit Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13727*, EN 16615
Levurozid (mit Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13624*, EN 16615
Tuberkulozid (M. terrae), Mykobakterizid (M. terrae, M. avium)	hoch	1 Min.**	EN 14348*
Fungizid (C. albicans, A. brasiliensis)	hoch	5 Min.	EN 13624*
Begrenzt viruzid nach DVV/RKI (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL)	10% FKS	1 Min.	DVV/RKI*
Begrenzt viruzid nach EN 14476 (Modified Vaccinia Ankara)	niedrig	1 Min.	EN 14476*
Begrenzt viruzid PLUS nach DVV/RKI (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5)	10% FKS	1 Min.	DVV/RKI*
Viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 nach DVV/RKI	10% FKS	5 Min.	DVV/RKI*
Viruzid (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5, Poliovirus Typ 1)	niedrig	5 Min.	EN 14476*

*getestet an der Tränklösung

Biozidregistriernummer N-119299

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoffe enthalten:
63,50 g Ethanol; 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Lagerung & Haltbarkeit

- Haltbarkeit: 36 Monate
- Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage
- Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor unbefugtem Zugriff schützen.

Sicherheitshinweise (CLP)

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe tragen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Änderungen

31.08.2026



Gefahr



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
47906 Kempen
+49 (0)2152 5565-0



ARNOWA GmbH
Haltiger Feld 13
33154 Salzkotten
Germany

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de