

ARNOMED NITRIL XTRA STRONG

Extra dicke Nitril Handschuhe

Extra Thick Nitrile Gloves

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, extra dick, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, extra thick, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril, extra dick
ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile, extra thick



Artikelbezeichnung <i>Article Description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Colour</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.-Nr. <i>REF</i>	Boxen/ VE <i>Boxes/ PU</i>
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	S	Blau <i>Blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	352-S	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	M	Blau <i>Blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	352-M	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	L	Blau <i>Blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	352-L	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	XL	Blau <i>Blue</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	352-XL	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	S	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	392-S	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	M	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	392-M	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	L	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	392-L	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	XL	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	392-XL	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>



Qualitätssicherung
Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Lebensmittelunbedenklich

Food Safe

Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm		
S	240	≤ 80	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Vor Alterung Before Aging	
M	240	95 ± 10	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	6 N	500 %
L	240	110 ± 10	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 110	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	6 N	400 %

Letzte Änderungen
Last Changes

02.10.2024

