

PE - SCHÜRZE

▪ **professional plus** ▪

EXTRA starkes Einmal-Produkt mit glatter Oberfläche, Halsausstanzung zum Überziehen und Bändern zum Binden an der Taille

PE - APRON

▪ **professional plus** ▪

EXTRA strong disposable product with a plain surface, neck loop to put on and ties for binding in waist


Verwendungszweck & -bereich <i>purpose & application area</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Abdeckung der Kleidung · Industrie-, Pflege-, Kosmetik und Hygienebereiche 	<ul style="list-style-type: none"> · for covering clothes · industry + care + cosmetic + hygienic sectors
Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i>	<ul style="list-style-type: none"> · CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt · Unbedenklichkeitserklärung für den Kontakt mit Lebensmitteln 	<ul style="list-style-type: none"> · CE acc. to MDD – Directive 93/42/ECC + 2007/47/EC – Class 1 product · Declaration of Conformity for contact with food
Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> · ISO EN 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> · ISO EN 9001:2008
Gebrauchshinweise <i>directions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist · Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich · Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! · Der Anwender ist gehalten die Eignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! 	<ul style="list-style-type: none"> · instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory · harmless, if used properly by qualified persons · only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! · the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!
Verwendungseinschränkungen <i>restrictions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen! 	<ul style="list-style-type: none"> · not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances!
Allgemeine Sicherheitshinweise <i>general safety notes</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden! 	<ul style="list-style-type: none"> · do not use near strong heat or open fire!
Material <i>material</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Polyethylen 	<ul style="list-style-type: none"> · polyethylene
Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	<ul style="list-style-type: none"> · feuchtigkeitsabweisend, stabil 	<ul style="list-style-type: none"> · moisture-resistant, solid
Allergiehinweis <i>allergy information</i>	<ul style="list-style-type: none"> · silikonfrei, latexfrei, glutenfrei 	<ul style="list-style-type: none"> · free from silicone + latex + gluten
Kennzeichnung <i>marking</i>	<ul style="list-style-type: none"> · individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> · individual lot no. with production date for traceability
Lagerung <i>storage</i>	<ul style="list-style-type: none"> · trocken lagern 	<ul style="list-style-type: none"> · store at dry place
Mindesthaltbarkeit <i>minimum shelf-life</i>	<ul style="list-style-type: none"> · 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung · Produktionsdatum z. B.: /LOT: 0711/...= Juli 2011 	<ul style="list-style-type: none"> · 5 years from production date if stored correctly · production date e.g. /LOT: 0711/...= July 2011

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
 Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.
 Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

® care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

		GLATT PLAIN	GEBLOCKT, ZUM AUFHÄNGEN BLOCKED, TO HANG UP
Unterverpackung subpackaging		25 St. / Polybeutel	25 pcs. / polybag
Versandeinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)		250 St. / Karton (10 x 25 St.)	250 St. / carton (10 x 25 pcs.)
Materialstärke material thickness	B x L (± 5 %) W x L (± 5 %)	Blau Blue	Blau Blue
≈ 0.05 mm	≈ 80 x 125 cm	REF 20 10 5903	REF 20 10 5923
	≈ 80 x 140 cm	REF 20 10 5904	REF 20 10 5924
≈ 0.055 mm	≈ 100 x 150 cm	-----	REF 20 10 5925

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

* care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany