

**1. GEFÄHRSTOFFBEZEICHNUNG****MaiMed® MyClean IN**

Enthält Laurylpropylendiamin;N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin;Quartäre Ammoniumverbindung, C12-14 (geradzahlig) - Alkyldimethyl, Ethylsulfat;Reaktionsmasse von 1-(3((C12-18-(geradzahlig))-alkyl-amino)propyl)guanidinacetatsalz und 1-(C12-18-(geradzahlig))-alkyl-1-(3-guanidinopropyl)guanidinacetatsalz und 1-(C12-18-(geradzahlig))-alkyl-tetrahydropyrimidin-2(1H)-iminacetatsalz;Polyhexamethylen-bi-guanid-hydrochlorid (PHMB)

**2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

**Signalwort (CLP):** Gefahr.

**Gefahrenhinweise (CLP):** H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 - Kann die Organe schädigen (Atemwege) bei längerer oder wiederholter Exposition. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Reaktivität:** Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

**Chemische Stabilität:** Stabil unter normalen Bedingungen.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

**3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**

**Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:** Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Lagerbedingungen:** Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

**Spezifische Endanwendungen:** Instrumentendesinfektionsmittel.

**Persönliche Schutzausrüstung:** Handschuhe. Augenschutz benutzen.

**Handschutz:** Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan. Vor bzw. nach der Arbeit Hautschutz- bzw. Hautpflegemittel verwenden.

**Augenschutz:** dicht schließende Schutzbrille.

**Haut- und Körperschutz:** langärmelige Arbeitskleidung.

**Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen.

**Beschäftigungsbeschränkungen:** Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

**4. VERHALTEN IM GEFÄHRFALL**

**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

**Ungeeignete Löschmittel:** Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu vermeiden.



**Notfallmaßnahmen:** Verunreinigten Bereich lüften. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Zur Rückhaltung:** Verschüttete Mengen aufnehmen.

**Reinigungsverfahren:** Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.

**5. ERSTE HILFE**

**Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein:** Sofort einen Arzt rufen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.



**Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt:** Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken:** Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen.

**6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG**

**Verfahren der Abfallbehandlung:** Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

**Unterschrift:**

Freigabedatum:

Verantwortlicher: