

# ARNOMED PROTECT

## PP-Schutzkittel



### PP-Schutzkittel

#### PP-Gown

#### Produktbeschreibung

##### Product Description

PP-Schutzkittel mit elastischen Bündchen und Bändern zum Binden am Nacken und an der Taille.

*PP protective gown with elastic cuffs, neck tie and waist tape.*

#### Bemerkungen

##### Remarks

Eignen sich für die Lebensmittelindustrie und zur Hygieneprävention für medizinische Anwendungsbereiche.

*Suitable for the food industry and medical application areas.*

#### Ausführungen

##### Variations

Artikel-Nr. REF	Farbe Color	Größe Size	Maße Dimensions	Material Material	Verpackungseinheit Packaging Unit	Dicke Thickness
422-XL-B	Blau Blue	XL	130 x 140 cm	Polypropylen (PP) Polypropylene (PP)	10 Stk./Beutel   10 Beutel/ Krt. 10 pcs/bag   10 bags/crt	23 g/m <sup>2</sup>
422-M-G	Grün Green	M	115 x 137 cm	Polypropylen (PP) Polypropylene (PP)	10 Stk./Beutel   10 Beutel/ Krt. 10 pcs/bag   10 bags/crt	23 g/m <sup>2</sup>

#### Qualitätssicherung

##### Quality Management

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen

*CE Marking on each packaging level*

Verordnung 2017/745, Klasse I

*Regulation 2017/745, Class I*

#### Haltbarkeit

##### Durability

3 Jahre

*3 years*

#### Lagerung

##### Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in heißer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.

*Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don't stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid above 80%. To keep away from high frequency equipment.*

#### Letzte Änderungen

##### Last Changes

09.02.2023

