

ARNOMED PROTECT

PP-Schutzkittel



PP-Schutzkittel

PP-Gown

Produktbeschreibung

Product Description

PP-Schutzkittel mit elastischen Bündchen und Bändern zum Binden am Nacken und an der Taille.

PP protective gown with elastic cuffs, neck tie and waist tape.

Bemerkungen

Remarks

Eignen sich für die Lebensmittelindustrie und zur Hygieneprevention für medizinische Anwendungsbereiche.

Suitable for the food industry and medical application areas.

Ausführungen

Variations

Artikel-Nr. REF	Farbe Color	Größe Size	Maße Dimensions	Material Material	Dicke Thickness	Stk./Beutel Pcs/bag	Beutel/Krt. Bags/carton	Beutel/Pal. Bags/pallet
422-XL-B	Blau Blue	XL	130 x 140 cm	Polypropylen (PP) Polypropylene (PP)	23 g/m ²	10	10	400
422-M-G	Grün Green	M	115 x 137 cm	Polypropylen (PP) Polypropylene (PP)	23 g/m ²	10	10	400

Qualitätssicherung

Quality Management

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE Marking on each packaging level

Verordnung 2017/745, Klasse I

Regulation 2017/745, Class I

Haltbarkeit

Durability

3 Jahre

3 years

Lagerung

Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in heißer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.

Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don't stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid above 80%. To keep away from high frequency equipment.

Letzte Änderungen

Last Changes

12.01.2026

