

BESCHEINIGUNG

Antragsteller:

Rösner-Mautby Meditrade GmbH

D-83088 Kiefersfelden

Produkt:

Meditrade, Gentle Skin sensitive, Untersuchungshandschuhe

aus Naturkautschuklatex, puderfrei, unsteril

DEKRA Automobil GmbH Labor für Produkt- und Umweltanalytik bescheinigt, dass das geprüfte Muster folgenden Anforderungen entspricht:

Sensorische Prüfung gemäß Artikel 3 (1c) Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 Prüfbedingungen: Wasser, 10 min, 40°C

Gesamtmigration gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk) Kategorie 3

Zinkgehalt der Fertigerzeugnisse sowie Bleiverunreinigungen der Kategorien 1, 2 und 3 Gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk)

Formaldehyd gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk) nach der Untersuchungsvorschrift (Ostromow, H., Hofmann, W., 1978. Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Gummi)

Spezifische Migration von migrierbaren N-Nitrosaminen gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk)

Phthalate gemäß REACH Verordnung 1907/2006 Anhang XVII

Der gemessene Gehalt an wasserlöslichen Latexproteinen liegt unterhalb dem vom BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) empfohlenen Wert von 200 μ g/g.

Prüfbericht:

55250999-1

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im DEKRA Prüfbericht 55250999-1 angegebenen Prüfbedingungen. Die Prüfungen wurden an einem Muster durchgeführt, das vom Hersteller zugeschickt wurde. Die Bescheinigung beinhaltet keine Beurteilung der Herstellerproduktion.

Stuttgart, 2015/08/04

DEKRA Automobil GmbH

ektleiter

DEKRY Automobili CribH, Laboratory for Environmental & Product Analysis, Handwerkstr. 15, D-70565 Stuttgart Tel.+49.711.7861-3722, Fax +49.711.7861-3534, www.dekra.com HRB-No 21039