

# ARNOMED PROTECT PP-Schutzkittel

## PP-Schutzkittel mit Strickbündchen *PP-Gown with knitted cuffs*

### Produktbeschreibung *Product Description*

PP-Schutzkittel mit Strickbündchen an den Ärmeln und Bändern zum Binden am Nacken und an der Taille.  
*PP protective gown with knitted sleeve cuffs, neck tie and waist tape.*

### Bemerkungen *Remarks*

Eignen sich zur Hygieneprävention für medizinische Anwendungsbereiche. Lebensmittelkonforme Materialien ermöglichen zudem den Einsatz im Lebensmittelkontakt.  
*Suitable for hygiene prevention in medical application areas. Also suitable to use in contact with food.*

### Ausführungen *Variations*

Art.-Nr. <i>REF</i>	Farbe <i>Color</i>	Größe <i>Size</i>	Maße <i>Dimensions</i>	Material <i>Material</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Stk./Beutel <i>Pcs/bag</i>	Beutel/Krt. <i>Bags/carton</i>	Beutel/Pal. <i>Bags/pallet</i>
423- XL-B	Blau <i>Blue</i>	XL	130 x 140 cm	Polypropylen (PP) <i>Polypropylene (PP)</i>	23 g/m <sup>2</sup>	10	10	400

### Qualitätssicherung *Quality Management*

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
*CE Marking on each packaging level*  
Verordnung 2017/745, Klasse I  
*Regulation 2017/745, Class I*

### Haltbarkeit *Durability*

5 Jahre  
*5 years*

### Lagerung *Storage*

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in heißer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.  
*Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don't stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid above 80%. To keep away from high frequency equipment.*

### Letzte Änderungen *Last Changes*

30.03.2026

