

DATENBLATT „ROLLICEL“



Produktbeschreibung:

*Liegenabdeckungen auf Rollen,
aus reinem Zellstoff,
2-lagig, perforiert,
weiß*

Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

Hersteller:	Rösner-Mautby Meditrade GmbH	
Artikelnummer:	3739-100 (Breite 39 cm / Länge 100 m)	
Gewicht:	33 g / m ² (+/- 5 %)	
Gewicht Rolle (+/- 5 %):	3739-100: 1295 g / 3750-100: 1669 g	
Abrisslänge:	380 mm (+/- 5 mm)	
Anzahl Abrisse:	263 Blatt (+/- 3 %)	
Reißfestigkeit: (trocken)	MD (Maschinenlaufrichtung):	410 N/m (+/- 20 %)
CD (Querrichtung):	240 N/m (+/- 20 %)	
Reißfestigkeit: (feucht)	MD (Maschinenlaufrichtung):	82 N/m (+/- 20 %)
CD (Querrichtung):	48 N/m (+/- 20 %)	
Weißgehalt:	85 % (+/- 3 %)	
Verpackung:	6 Rollen / Karton (einzeln in PE-Folie unterverpackt)	
Prägung:	Mikrogeprägt	
Material:	Reiner Zellstoff	
Zertifizierung:	EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012 + AC:2012 Anhang V, Abschnitt 3 der Richtlinie 93/42/EWG CE-Kennzeichnung nach Klasse I	