

ARNOMED VINYL

Puderfreie Vinyl Handschuhe Powder-free Vinyl Gloves

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of vinyl, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Vinylhandschuhe puderfrei, unsteril
ARNOMED Vinyl Gloves powder-free, non sterile



| Artikelbezeichnung Article Description | Größe Size | Farbe Colour | Box-Inhalt Content | Art.-Nr. REF | Boxen/ VE Boxes/ PU |
|---|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| ARNOMED VINYL PF | S | Transparent Transparent | 100 Stück 100 pcs | 201-S | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL PF | M | Transparent Transparent | 100 Stück 100 pcs | 201-M | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL PF | L | Transparent Transparent | 100 Stück 100 pcs | 201-L | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL PF | XL | Transparent Transparent | 100 Stück 100 pcs | 201-XL | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL BLACK PF | S | Schwarz Black | 100 Stück 100 pcs | 291-S | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL BLACK PF | M | Schwarz Black | 100 Stück 100 pcs | 291-M | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL BLACK PF | L | Schwarz Black | 100 Stück 100 pcs | 291-L | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |
| ARNOMED VINYL BLACK PF | XL | Schwarz Black | 100 Stück 100 pcs | 291-XL | 10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt |



Qualitätssicherung
Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN ISO 16523-1; EN ISO 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B
CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Physikalische Eigenschaften
Physical Parameters

| Größe Size | Länge in mm Length in mm | Breite in mm Width in mm | Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm | | | Reißfestigkeit Tensile strength | Dehnbarkeit Elasticity |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | Schaft Cuff | Finger Finger | Hand Palm | | |
| S | 240 | 80 ± 10 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 | 0,08 ± 0,02 | Vor Alterung Before Aging | |
| M | 240 | 95 ± 10 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 | 0,08 ± 0,02 | 6 N | 300 % |
| L | 240 | 110 ± 10 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 | 0,08 ± 0,02 | Nach Alterung After Aging | |
| XL | 240 | ≥ 110 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 | 0,08 ± 0,02 | 6 N | 300 % |

Letzte Änderungen
Last Changes

27.09.2024