

ARNOMED DISPENSER ALU



Desinfektionsspender aus Aluminium Aluminum disinfection dispenser

Produktbeschreibung Product Description

Desinfektionsmittel- und Seifenspender zur hygienischen Händedesinfektion mit Gehäuse aus Aluminium und variabler Dosierungsfunktion. Kompatibel mit herkömmlichen 500 oder 1000ml Euroflaschen, wahlweise mit kurzem oder langem Armhebel, nachfüllbar.

Disinfectant and soap dispenser for hygienic hand disinfection with aluminum housing and variable dosage function. Compatible with conventional 500 or 1000ml Euro bottles, optionally with short or long arm lever, refillable.

Bemerkungen Remarks

Der Desinfektionsspender kann mit Desinfektionsmittel und -gel, Flüssigseifen sowie dünnflüssigen Lotionen befüllt werden. Er eignet sich für medizinische Einrichtungen, die Industrie, insb. Lebensmittelbranche, öffentliche Einrichtungen und den privaten Gebrauch.

The disinfectant dispenser can be filled with disinfectant and disinfectant gel, liquid soaps and thin lotions. It is suitable for medical facilities, industry, esp. food industry, public facilities and private use.


Ausführungen Variations

Art.-Nr. Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Article Description	Hebel Lever	Passend für Suitable for	Maße Dimensions	Farbe Color	Verpackungseinheit Packaging unit
521-L-1000	ARNOMED DISPENSER ALU L-1000	Lang Long	1000ml	9,5x32x22,8 cm	Silber Silver	1 Stk./Box, 20 Boxen/Krt. 1 pcs/box 20 boxes/crt
521-L-500	ARNOMED DISPENSER ALU L-500	Lang Long	500ml	8,3x26,5x20 cm	Silber Silver	1 Stk./Box, 24 Boxen/Krt. 1 pcs/box 24 boxes/crt
521-K-1000	ARNOMED DISPENSER ALU K-1000	Kurz Short	1000ml	9,5x32x16,5 cm	Silber Silver	1 Stk./Box, 20 Boxen/Krt. 1 pcs/box 20 boxes/crt
521-K-500	ARNOMED DISPENSER ALU K-500	Kurz Short	500ml	8,3x26,5x15,5 cm	Silber Silver	1 Stk./Box, 24 Boxen/Krt. 1 pcs/box 24 boxes/crt

Lieferumfang Scope of delivery

Spender, Pumpe, Schrauben, Dübel, Rückwand zur Befestigung, Euro-Flasche (500/1000ml), Bedienungsanleitung

Dispenser, pump, screws, dowels, back plate for mounting, euro bottle (500/1000ml), instruction manual



Sicherheitshinweise*Safety instructions*

Empfohlene Höhe des Spenders: 120cm. Prüfen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit und stellen Sie sicher, dass die Wand für Kunststoffdübel geeignet ist. Berücksichtigen Sie, dass der Spender zur Verwendung und Nachbefüllung gut zugänglich sein muss. Oberhalb des Spenders sollten mind. 15cm Platz sein, um den Spender auf die Wandhalterung zu schieben. Unterhalb des Spenders sollten mind. 20cm Platz gelassen werden.

Recommended height of the dispenser: 120cm. Before mounting, check the condition of the wall and make sure that it is suitable for plastic anchors. Keep in mind that the dispenser must be easily accessible for use and refilling. There should be at least 15cm of space above the dispenser to slide the dispenser onto the wall bracket. At least 20cm of space should be left below the dispenser.

Letzte Änderungen*Last Changes*

19.09.2023

