

ARNOMED NITRIL XTRA PURE

Hautverträgliche Nitril Handschuhe Skin-friendly Nitrile Gloves



Produktbeschreibung Product Description

Hautverträgliche Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mit texturierten Fingerspitzen, akzeleratorfrei, unsteril, puderfrei. Besonders hautverträgliche Einmalhandschuh-Alternative, insbesondere zum herkömmlichen Latexprodukt.

Skin-friendly disposable examination gloves made of nitrile, with textured finger-tips, accelerator-free, non-sterile, powder-free. Particularly skin-friendly disposable glove alternative, especially to conventional latex products.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe akzeleratorfrei, puderfrei, unsteril
ARNOMED Nitrile Gloves accelerator-free, powder-free, non-sterile

Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	S	Violettblau Violet blue	100 Stück 100 pcs	354-S	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	M	Violettblau Violet blue	100 Stück 100 pcs	354-M	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	L	Violettblau Violet blue	100 Stück 100 pcs	354-L	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XL	Violettblau Violet blue	100 Stück 100 pcs	354-XL	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	S	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	394-S	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	M	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	394-M	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	L	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	394-L	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XL	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	394-XL	10 Boxen/ Krt 10 boxes/crt



Qualitätssicherung
Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 -1; EN ISO 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Dermatologisch getestet
Dermatologically tested

Physikalische Eigenschaften
Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm	Vor Alterung Before Aging	
S	≥ 240	80 ± 10	0,04 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02		
M	≥ 240	95 ± 10	0,04 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	6 N	500 %
L	≥ 240	110 ± 10	0,04 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	≥ 240	> 110	0,04 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	6 N	400 %

Haltbarkeit
Shelf Life

5 Jahre
5 years

Letzte Änderungen
Last Changes

08.12.2025

