

# ARNOMED PROTECT PLUS

## PP/PE-Schutzkittel



### PP/PE-Schutzkittel

#### PP/PE-Gown

#### Produktbeschreibung

##### Product Description

PP-Schutzkittel mit PE-Beschichtung vorn, elastischen Bündchen und Bändern zum Binden am Nacken und an der Taille.

*PP protective gown with PE-Coating, elastic cuffs, neck tie and waist tape.*

#### Bemerkungen

##### Remarks

Eignen sich für die Lebensmittelindustrie und zur Hygieneprevention für medizinische Anwendungsbereiche.

*Suitable for the food industry and medical application areas.*

#### Ausführungen

##### Variations

| Artikel-Nr.<br>REF | Farbe<br>Color | Maße<br>Dimensions | Material<br>Material                                                                      | Dicke<br>Thickness  | Stk./Beutel<br>Pcs/bag | Beutel/Krt.<br>Bags/carton | Beutel/Pal.<br>Bags/pallet |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 425-Y              | Gelb<br>Yellow | 130 x 140 cm       | Polypropylen (PP) mit<br>PE-Beschichtung<br><i>Polypropylene (PP) with<br/>PE-Coating</i> | 30 g/m <sup>2</sup> | 10                     | 10                         | 300                        |

#### Qualitätssicherung

##### Quality Management

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen

*CE Marking on each packaging level*

Verordnung 2017/745, Klasse I

*Regulation 2017/745, Class I*

Material geprüft nach EN 14126

#### Haltbarkeit

##### Durability

3 Jahre

*3 years*

#### Lagerung

##### Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in heißer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.

*Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don't stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid above 80%. To keep away from high frequency equipment.*

#### Letzte Änderungen

##### Last Changes

24.08.2026

