

ARNOMED URINFLASCHEN



Urinflaschen mit Zubehör

Urine Bottles With Equipment

Produktbeschreibung

Product Description

Urinflasche zur hygienischen Aufnahme von Flüssigkeiten bei eingeschränkter Mobilität oder Bettlägerigkeit. Geeignet für den Einsatz im Liegen oder Sitzen, auslaufsicher, leicht zu handhaben.

Variante Eco Herren: Eckige Ausführung mit aufsteckbarem Deckel und einem Fassungsvermögen von bis zu 1000ml.

Variante Classic Unisex: Urinflasche mit Henkel, Schraubdeckel und zusätzlichem Aufsatz. Fassungsvermögen maximal 1000ml.

Urine bottle for the hygienic consumption of fluids in cases of restricted mobility or bedriddenness. Suitable for use when lying or sitting, leak-proof, easy to handle.

Eco Man Version: Square bottle with attachable lid and a capacity up to 1000ml.

Classic Unisex Version: Urine bottle with carrying handle, screw-on lid and additional attachment. Maximum capacity 1000ml.

Zubehör

Equipment

Reinigungsbürste: Bürste mit verdrahteten Borsten zur gründlichen Reinigung der Urinflaschen. Langer Griff für einfache Handhabung.

Halterung: Zur praktischen Anbringung in Reichweite an Oberflächen, z.B. dem Bett.

Cleaning brush: Brush with wired bristles for cleaning of urine bottles. Long handle for easy use.

Holder: For convenient attachment within easy reach to surfaces, e.g. the bed.

Ausführungen

Variations

| Art.-Nr. REF | Produktname Material | Maße Size | Farbe Color | Material Material | Verpackungseinheit Packaging Unit |
|-----------------|--|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 924-H | URINFLASCHE ECO HERREN <i>Urine Bottle Eco Man</i> | 31x9,5x9,5cm | Milchig <i>Milky</i> | Polypropylen <i>Polypropylene</i> | 1 Stk./Beutel 30 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag 30 bags/crt.</i> |
| 924-U | URINFLASCHE CLASSIC UNISEX <i>Urine Bottle Classic Unisex</i> | 29x8,5x10cm | Milchig <i>Milky</i> | Polypropylen <i>Polypropylene</i> | 1 Stk./Beutel 40 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag 40 bags/crt.</i> |
| 924-BUERSTE | URINFLASCHEN-BÜRSTE <i>Cleaning Brush for Urine Bottle</i> | 37x5,5cm | Weiß <i>White</i> | Kunststoff <i>Plastic</i> | 1 Stk./Beutel 100 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag 100 bags/crt.</i> |
| 924-HALTER | URINFLASCHEN-HALTERUNG <i>Holder for Urine Bottle</i> | 13x33cm | Silber <i>Silver</i> | Eisen <i>Iron</i> | 1 Stk./Beutel 25 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag 25 bags/crt.</i> |



Physikalische Eigenschaften Urinflaschen aus Polypropylen sind bis zu einer Temperatur von
Physical Parameters 121°C autoklavierbar.

Urine bottles made of polypropylene wvvcn be autoclaved up to a temperature of 121°C.

Lagerung
Storage

Zwischen 5-40 °C in trockener Umgebung lagern. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Store between 5-40 °C in a dry environment.. Please avoid direct sunlight.

Letzte Änderungen
Last Changes

16.10.2024

