

# ARNOMED URINFLASCHEN



## Urinflaschen mit Zubehör

### Urine Bottles With Equipment

#### Produktbeschreibung

##### Product Description

Urinflasche zur hygienischen Aufnahme von Flüssigkeiten bei eingeschränkter Mobilität oder Bettlägerigkeit. Geeignet für den Einsatz im Liegen oder Sitzen, auslaufsicher, leicht zu handhaben.

Variante Eco Herren: Eckige Ausführung mit aufsteckbarem Deckel und einem Fassungsvermögen von bis zu 1000ml.

Variante Classic Unisex: Urinflasche mit Henkel, Schraubdeckel und zusätzlichem Aufsatz. Fassungsvermögen maximal 1000ml.

*Urine bottle for the hygienic consumption of fluids in cases of restricted mobility or bedriddenness. Suitable for use when lying or sitting, leak-proof, easy to handle.*

*Eco Man Version: Square bottle with attachable lid and a capacity up to 1000ml.*

*Classic Unisex Version: Urine bottle with carrying handle, screw-on lid and additional attachment. Maximum capacity 1000ml.*

#### Zubehör

##### Equipment

Reinigungsbürste: Bürste mit verdrahteten Borsten zur gründlichen Reinigung der Urinflaschen. Langer Griff für einfache Handhabung.

Halterung: Zur praktischen Anbringung in Reichweite an Oberflächen, z.B. dem Bett.

*Cleaning brush: Brush with wired bristles for cleaning of urine bottles. Long handle for easy use.*

*Holder: For convenient attachment within easy reach to surfaces, e.g. the bed.*

#### Ausführungen

##### Variations

Art.-Nr. REF	Produktname Material	Maße Size	Farbe Color	Material Material	Verpackungseinheit Packaging Unit
924-H	URINFLASCHE ECO HERREN <i>Urine Bottle Eco Man</i>	31x9,5x9,5cm	Milchig <i>Milky</i>	Polypropylen <i>Polypropylene</i>	1 Stk./Beutel   30 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag   30 bags/crt.</i>
924-U	URINFLASCHE CLASSIC UNISEX <i>Urine Bottle Classic Unisex</i>	29x8,5x10cm	Milchig <i>Milky</i>	Polypropylen <i>Polypropylene</i>	1 Stk./Beutel   40 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag   40 bags/crt.</i>
924-BUERSTE	URINFLASCHEN-BÜRSTE <i>Cleaning Brush for Urine Bottle</i>	37x5,5cm	Weiß <i>White</i>	Kunststoff <i>Plastic</i>	1 Stk./Beutel   100 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag   100 bags/crt.</i>
924-HALTER	URINFLASCHEN-HALTERUNG <i>Holder for Urine Bottle</i>	13x33cm	Silber <i>Silver</i>	Eisen <i>Iron</i>	1 Stk./Beutel   24 Beutel/Krt. <i>1 pc./bag   24 bags/crt.</i>



**Physikalische Eigenschaften** Urinflaschen aus Polypropylen sind bis zu einer Temperatur von  
*Physical Parameters* 121°C autoklavierbar.

*Urine bottles made of polypropylene wvvcn be autoclaved up to a temperature of 121°C.*

**Lagerung**  
*Storage*

Zwischen 5-40 °C in trockener Umgebung lagern. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

*Store between 5-40 °C in a dry environment.. Please avoid direct sunlight.*

**Letzte Änderungen**  
*Last Changes*

28.01.2025

