


ARNOMED FLOCKPAD SUPERDRY



Einweg Bettschutzunterlage mit Zellstoffflocken und SAP

Disposable Underpad with Cellulose Flakes and SAP

Produktbeschreibung

Product Description

Einweg Bettschutzunterlagen aus Zellstoffflocken und SAP (superabsorbierendem Polymer) dienen als Schutzschicht für Oberflächen, die vor Flüssigkeiten geschützt werden sollen. Das saugfähige Material bildet eine weiche Barriere, insbesondere bei Inkontinenz, um das Eindringen von Urin und anderen Körperflüssigkeiten zu verhindern. Für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Disposable underpads with cellulose flakes and SAP (superabsorbent polymer) protect surfaces from fluids. The absorbent material forms a soft barrier to prevent the penetration of urine and other body fluids, especially in the case of incontinence. Intended for single use.

Bemerkungen

Remarks

Eignet sich für medizinische Einrichtungen, die ambulante und häusliche Pflege sowie als Trainingspads für Hunde.

Suitable for medical facilities, care sector and as training pads for dogs.

Ausführungen

Variations

ARNOMED Bettschutzunterlage, unsteril, blau/weiß

ARNOMED underpad, non sterile, blue/white

Art.-Nr. REF	Produktname Product Name	Größe Size	Material Material	Saugleistung Absorption	Verpackungseinheit Packaging Unit
623-60x40	ARNOMED FLOCKPAD SUPERDRY	ca. 60x40 cm	Flockig mit SAP Flaky with SAP	460ml ± 5%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. 30 pcs/bag; 8 bags/crt
623-60x60	ARNOMED FLOCKPAD SUPERDRY	ca. 60x60 cm	Flockig mit SAP Flaky with SAP	670ml ± 5%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. 30 pcs/bag; 8 bags/crt
623-60x90	ARNOMED FLOCKPAD SUPERDRY	ca. 60x90 cm	Flockig mit SAP Flaky with SAP	980ml ± 5%	30 Stk./Beutel; 6 Beutel/Krt. 30 pcs/bag; 6 bags/crt
624-60x90	ARNOMED FLOCKPAD SUPERDRY LIGHT	ca. 60x90 cm	Flockig mit SAP Flaky with SAP		25 Stk./Beutel; 6 Beutel/Krt. 25 pcs/bag; 6 bags/crt

Qualitätssicherung

Quality Management

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung

Medical device with CE Marking

Hautfreundlichkeit von Dermatologen bestätigt.

Skin friendliness confirmed by dermatologists.



Inhaltsstoffe*Components*

1. Lage: Vliesstoff
2. Lage: Zellstoff
3. Lage: Zellstoff-Flocken und SAP
4. Lage: Zellstoff
5. Lage: Polyethylen

1. layer: Non-Woven
2. layer: Cellulose
3. layer: Cellulose Flakes & SAP
4. layer: Cellulose
5. layer: Polyethylene

Haltbarkeit*Durability*

3 Jahre

3 years

Lagerung*Storage*

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight.

Letzte Änderungen*Last Changes*

02.05.2024

