

# ARNOMED SUPERDRY



## Einweg Bettschutzunterlage mit Zellstoffflocken und SAP

*Disposable Underpad with Cellulose Flakes and SAP*

### Produktbeschreibung

*Product Description*

Einweg Bettschutzunterlagen aus Zellstoffflocken und SAP (superabsorbierendem Polymer) dienen als Schutzschicht für Oberflächen, die vor Flüssigkeiten geschützt werden sollen. Das saugfähige Material bildet eine weiche Barriere, insbesondere bei Inkontinenz, um das Eindringen von Urin und anderen Körperflüssigkeiten zu verhindern. Für den Einmalgebrauch vorgesehen.

*Disposable underpads with cellulose flakes and SAP (superabsorbent polymer) protect surfaces from fluids. The absorbent material forms a soft barrier to prevent the penetration of urine and other body fluids, especially in the case of incontinence. Intended for single use.*

### Bemerkungen

*Remarks*

Eignet sich für medizinische Einrichtungen, die ambulante und häusliche Pflege sowie als Trainingspads für Hunde.

*Suitable for medical facilities, care sector and as training pads for dogs.*

### Ausführungen

*Variations*

ARNOMED Bettschutzunterlage, unsteril, blau/weiß

*ARNOMED underpad, non sterile, blue/white*

Art.-Nr. <i>REF</i>	Produktname <i>Product Name</i>	Größe <i>Size</i>	Material <i>Material</i>	Saugleistung <i>Absorption</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unti</i>
623-60x40	SUPERDRY PLUS	ca. 60x40 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	460ml ± 5%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>30 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
623-60x60	SUPERDRY PLUS	ca. 60x60 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	670ml ± 5%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>30 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
623-60x90	SUPERDRY PLUS	ca. 60x90 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	980ml ± 5%	30 Stk./Beutel; 6 Beutel/Krt. <i>30 pcs/bag; 6 bags/crt</i>
624-60x40	SUPERDRY	ca. 60x40 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	300ml ± 5%	25 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>25 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
624-60x60	SUPERDRY	ca. 60x60 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	480ml ± 5%	25 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>25 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
624-60x90	SUPERDRY	ca. 60x90 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	600ml ± 5%	25 Stk./Beutel; 6 Beutel/Krt. <i>25 pcs/bag; 6 bags/crt</i>



## Qualitätssicherung Quality Management

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung

*Medical device with CE Marking*

Hautfreundlichkeit von Dermatologen bestätigt.

*Skin friendliness confirmed by dermatologists.*



## Inhaltsstoffe Components

1. Lage: Vliesstoff

2. Lage: Zellstoff

3. Lage: Zellstoff-Flocken und SAP

4. Lage: Zellstoff

5. Lage: Polyethylen

*1. layer: Non-Woven*

*2. layer: Cellulose*

*3. layer: Cellulose Flakes & SAP*

*4. layer: Cellulose*

*5. layer: Polyethylene*

## Haltbarkeit Durability

3 Jahre

*3 years*

## Lagerung Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

*Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight.*

## Letzte Änderungen Last Changes

09.09.2024

