


ARNOMED DRYPAD 6



Einweg Bettschutzunterlage mit Zellstofflagen

Disposable Underpads with Tissue Layers

Produktbeschreibung

Product Description

Einweg Bettschutzunterlagen aus 6-lagigem Zellstoff dienen als Schutzschicht für Oberflächen, die vor Flüssigkeiten geschützt werden sollen. Das saugfähige Material bildet eine Barriere, insbesondere bei Inkontinenz, um das Eindringen von Urin und anderen Körperflüssigkeiten zu verhindern. Für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Disposable underpads made of 6-ply tissue layers protect surfaces from fluids. The absorbent material forms a barrier to prevent the penetration of urine and other body fluids, especially in the case of incontinence. Intended for single use.

Bemerkungen

Remarks

Eignet sich für medizinische Einrichtungen, die ambulante und häusliche Pflege sowie als Trainingspads für Hunde.

Suitable for medical facilities, care sector and as training pads for dogs.

Ausführungen

Variations

ARNOMED Bettschutzunterlagen Einweg, unsteril

ARNOMED disposable underpads, non sterile

Art.-Nr. REF	Größe Size	Lagen Layers	Material Material	Farbe Color	Verpackungseinheit Packaging Unit
622-60x90	ca. 60x90 cm	6 Lagen 6 ply	Zellstoff Tissue	Blau/Weiß Blue/white	25 Stk./Beutel; 4 Beutel/Krt. 25 pcs/bag; 4 bags/crt

Inhaltsstoffe

Components

1. Lage: Vliesstoff
 2. Lage: 6-lagen Zellstoff
 3. Lage: Polyethylen
1. ply: Non-Woven
2. ply: 6-Ply Tissue
3. ply: Polyethylene

Haltbarkeit

Durability

3 Jahre

3 years



Lagerung
Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight.

Letzte Änderungen
Last Changes

02.01.2024

