

MaiMed® – Nitril BIO

Medizin- und Schutzhandschuh



...because we care!

NACHHALTIG

ÖKOLOGISCH

BIOLOGISCH
ABBAUBAR



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Tel +49 5195 9707-0 | Fax +49 5195 9707-77
info@MaiMed.de



HEILUNG



SCHUTZ



PFLEGE



HYGIENE



Alle Angaben ohne Gewähr, solange der Vorrat reicht.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

17.05.2023-REV01

MaiMed® – Nitril BIO

Medizin- und Schutzhandschuh



...because we care!


Besondere Merkmale

Dem Nitrilhandschuh wird im Zuge des Fertigungsprozesses ein spezieller Stoff beigefügt, der für in Entsorgungsanlagen vorkommenden Mikroben als Nahrungsquelle dient.

Beim enzymatischen Abbau verzehren Bakterien die Handschuhe und scheiden dabei ein Enzym aus, das zu einer Depolymerisation führt, sodass Mikroben das verbleibende Polymer auf natürliche Weise abbauen können. Der biologische Abbauprozess (90% biologische Zersetzungsrates nach 490 Tagen – ASTM D5511) reduziert Müll und in Folge dessen reduziert sich auch die Müllverbrennung und somit die Luftverschmutzung. Des Weiteren minimiert der MaiMed® – Nitril BIO die Menge an Treibhausgasemissionen.

Haupteinsatzgebiet

Der MaiMed® – Nitril BIO eignet sich besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, im Garten- und Landschaftsbau, der Agrarwirtschaft, Gebäudereinigung, bei stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie im niedergelassenen Bereich.



* Entsorgung gemäß gesetzlicher Vorgaben



UNSTERIL – 100 Stk. pro Box

Größe	Artikel-Nr.	EAN
XS	74476	4046153088409
S	74477	4046153088423
M	74478	4046153088447
L	74479	4046153088461
XL	74480	4046153088485



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Tel +49 5195 9707-0 | Fax +49 5195 9707-77
info@MaiMed.de



Alle Angaben ohne Gewähr, solange der Vorrat reicht.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.