

ARNOMED PROTECT PP-Besuchermantel



PP-Besuchermantel mit Druckknöpfen PP visitor coat with buttons

Produktbeschreibung Product Description

PP-Besuchermantel in Weiß mit Kragen und 4 Druckknöpfen zum Verschließen an der Vorderseite. Hat elastische Ärmelabschlüsse und keine Taschen.

PP visitor coat in white with collar and 4 press buttons to close at the front. With elastic cuffs and no pockets.

Bemerkungen Remarks

Eignet sich zur Hygieneprävention in medizinischen Einrichtungen, Laboren und in der Lebensmittelindustrie.

Suitable for hygiene prevention in medical facilities and laboratories & for the food industry.

Material Material

Polypropylen (PP)
Polypropylene (PP)

Ausführungen Variations

Artikelnummer REF	Größe Size	Maße Dimensions	Farbe Color	Dicke Thickness	Verpackungsinhalt Packaging Unit
426-L	L	138x110cm	Weiß White	23 g/m ²	5 Stk./Beutel 20 Beutel/ Krt. 5 pcs/bag 20 bags/crt
426-XL	XL	145 x 115 cm	Weiß White	23 g/m ²	5 Stk./Beutel 20 Beutel/ Krt. 5 pcs/bag 20 bags/crt
426-XXL	XXL	150 x 120 cm	Weiß White	23 g/m ²	5 Stk./Beutel 20 Beutel/ Krt. 5 pcs/bag 20 bags/crt
426-B-L	L	138x110cm	Blau Blue	23 g/m ²	5 Stk./Beutel 20 Beutel/ Krt. 5 pcs/bag 20 bags/crt
426-B-XL	XL	145 x 115 cm	Blau Blue	23 g/m ²	5 Stk./Beutel 20 Beutel/ Krt. 5 pcs/bag 20 bags/crt
426-B-XXL	XXL	150 x 120 cm	Blau Blue	23 g/m ²	5 Stk./Beutel 20 Beutel/ Krt. 5 pcs/bag 20 bags/crt



Qualitätssicherung
Quality Management

Lebensmittelunbedenklich
Safe for Food

Haltbarkeit
Durability

5 Jahre
5 years

Lagerung
Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in heißer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.

Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don't stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid above 80%. To keep away from high frequency equipment.

Letzte Änderungen
Last Changes

16.10.2025

