

Dicke Nitrilhandschuhe mit Diamantstruktur

Thick Nitrile Gloves With Diamond Structure

Produktbeschreibung

Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, extra dick, mit Diamantstruktur für extra Grip, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Disposable examination gloves made of nitrile, extra thick, with diamond structure for extra grip, non-sterile, powder-free. Offer a skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen

Remarks

Geeignet für den Einsatz in der Industrie, Werkstatt sowie für den Umgang mit Chemikalien.

Suitable for the use in industry, manufacturing, mechanics and for handling chemicals.

Ausführungen

Variations

Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril, dick und mit Diamantstruktur

Nitrile Gloves powder-free, non sterile, thick & with diamond structure



Artikelname <i>Article Name</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Colour</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.-Nr. <i>REF</i>	Boxen/ VE <i>Boxes/ PU</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND BLACK	M	Schwarz <i>Black</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	361-M	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND BLACK	L	Schwarz <i>Black</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	361-L	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND BLACK	XL	Schwarz <i>Black</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	361-XL	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND BLACK	XXL	Schwarz <i>Black</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	361-XXL	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND ORANGE	M	Orange <i>Orange</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	362-M	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND ORANGE	L	Orange <i>Orange</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	362-L	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND ORANGE	XL	Orange <i>Orange</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	362-XL	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>
PROGRIP NITRIL DIAMOND ORANGE	XXL	Orange <i>Orange</i>	50 Stück <i>50 pcs</i>	362-XXL	10 Boxen/ Krt <i>10 boxes/crt</i>

Qualitätssicherung
Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420;

AQL 1.5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE Marking on each packaging level

Regulierung 2016/425 Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B
CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Lebensmittelunbedenklich
Food Safe

Physikalische Eigenschaften
Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm		
M	≤ 240	95±10	0,10 ± 0,03	0,20 ± 0,03	0,20 ± 0,03	Vor Alterung Before Aging	
L	≤ 240	110±10	0,10 ± 0,03	0,20 ± 0,03	0,20 ± 0,03	6 N	500 %
XL	≤ 240	120±10	0,10 ± 0,03	0,20 ± 0,03	0,20 ± 0,03	Nach Alterung After Aging	
XXL	≤ 240	130 ± 10	0,10 ± 0,03	0,20 ± 0,03	0,20 ± 0,03	6 N	400 %

Letzte Änderungen
Last Changes

02.10.2024