


Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

	<p>FFP 2 ATEMSCHUTZMASKE ▪ <i>premium plus</i> ▪</p> <p>Nicht steriles Einmal-Produkt in Faltform mit 2 latexfreien Gummibändern und formbarer Nasenklammer mit weichem Nasenpolster, für Brillenträger geeignet</p>	<p>FFP 2 RESPIRATOR MASK ▪ <i>premium plus</i> ▪</p> <p>Non sterile disposable product in folded style with 2 latex-free elastic straps and an adjustable nose clip with soft nose cushion suitable for people wearing glasses</p>
---	---	---

<p>Verwendungszweck & -bereich <i>purpose & application area</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Abdeckung von Nase und Mund · Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 12-fachen des Grenzwertes MAK/TRK/AGW · Industrie, Pharmaindustrie, Arztpraxen, Krankenhäuser, Reinigungs- u. Hygienebereiche, Nahrungsmittelverarbeitung, Haus + Garten, Landwirtschaft, Bauwesen 	<ul style="list-style-type: none"> · for covering nose and mouth · protection against non-toxic solid and liquid aerosols in concentration up to 12 times MAC/OEL/TLV · industry, pharmaceutical industry, doctors office, hospital, cleaning + hygiene sectors, food processing sector, house + garden, agriculture building industry
<p>Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · CE gemäß PSA – Verordnung 2016/425 – KAT. III Produkt · ISO EN 149:2001 + A1:2009 · INSPEC International Ltd., England (Notified Body no. 0194) 	<ul style="list-style-type: none"> · CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC – Cat. 3 product · ISO EN 149:2001 + A1:2009 · INSPEC International Ltd., England (Notified Body no. 0194)
<p>Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · ISO EN 9001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> · ISO EN 9001:2015
<p>Gebrauchshinweise <i>directions of use</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und Warnhinweise auf der Produktverpackung! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen, Warnhinweise sowie Einsatzgrenzen dieses Produktes kann die Wirksamkeit der Maske verringern und zu schweren Erkrankungen oder Tod führen. · Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen · Die Schutzwirkung der Atemschutzmaske ist nur bei richtiger Produktauswahl gewährleistet · Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich · Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! · Der Anwender ist gehalten die Artikel-eignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! 	<ul style="list-style-type: none"> · Please pay attention to the instructions of use and warnings on the product packaging. Disregarding these warnings, instructions and limitations of the use of this product could reduce the effectiveness of the mask and may result in sickness or death. · to achieve a good, close coverage, adjust nose bar to the face · It is essential for the protection of your health to select your mask properly · harmless, if used properly by qualified persons · only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! · the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!
<p>Verwendungseinschränkungen <i>restrictions of use</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Diese Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ist nach Gebrauch zu entsorgen. · Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung „NR“ dürfen nicht über die Dauer einer Arbeitschicht hinaus verwendet werden 	<ul style="list-style-type: none"> · the mask is designed for single use only. Discard the mask after having used it. · NR marked masks shall not be used for more than one shift.

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
 Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.
 Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

1. Lage <i>1st layer</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Material: Polypropylen-Spinnvlies · Gewicht: ≈ 40 g/m² (± 3 g/m²) · Farbe: weiß 	<ul style="list-style-type: none"> · material: non-woven polypropylene · weight: ≈ 40 gsm (± 3 gsm) · colour: white
2. Lage <i>2nd layer</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Material: Polypropylen Filterfaser P2 · Gewicht: ≈ 50 g/m² (± 3 g/m²) · Farbe: weiß 	<ul style="list-style-type: none"> · material: polypropylene filter fibre P2 · weight: ≈ 50 gsm (± 3 gsm) · colour: white
3. Lage <i>3rd layer</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Material: Polypropylen-Spinnvlies · Gewicht: ≈ 30 g/m² (± 3 g/m²) · Farbe: weiß 	<ul style="list-style-type: none"> · material: non-woven polypropylene · weight: ≈ 30 gsm (± 3 gsm) · colour: white
Gummibänder <i>elastic straps</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Material: Baumwolle mit Lycra · Länge: ≈ 62 cm (± 3 cm) · Breite: ≈ 5 mm (± 1 mm) · Farbe: weiß 	<ul style="list-style-type: none"> · material: cotton with lycra · length: ≈ 62 cm (± 3 cm) · width: ≈ 5 mm (± 1 mm) · colour: white
Nasenklammer <i>nose clip</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Material: Aluminium · Länge: ≈ 8.5 cm (± 1 cm) · Breite: ≈ 7 mm (± 1 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> · material: aluminium · length: ≈ 8.5 cm (± 1 cm) · width: ≈ 7 mm (± 1 mm)
Nasenpolster <i>nose cushion</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Material: Schaumstoff (Polyurethan) · Länge: ≈ 9 cm (± 1 cm) · Breite: ≈ 9 mm (± 1 mm) · Stärke: ≈ 5 mm (± 0,5 mm) · Farbe: grau 	<ul style="list-style-type: none"> · material: sponge (polyurethane) · length: ≈ 9 cm (± 1 cm) · width: ≈ 9 mm (± 1 mm) · thickness: ≈ 5 mm (± 0.5 mm) · colour: grey
Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	<ul style="list-style-type: none"> · hautfreundlich, nicht reizend, leicht 	<ul style="list-style-type: none"> · skin-friendly, non-irritating, light
Allergiehinweis <i>allergy information</i>	<ul style="list-style-type: none"> · latexfrei, glasfaserfrei, silikonfrei 	<ul style="list-style-type: none"> · free from latex + glass fiber + silicone
Kennzeichnung <i>marking</i>	<ul style="list-style-type: none"> · individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> · individual lot no. with production date for traceability
Lagerung <i>storage</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Zu lagern in Originalverpackung in einem trockenen, schadstoff- und schmutzfreien Bereich, bei einer Raumtemperatur zwischen -2 °C und +40 °C und einer relativen Luftfeuchte von weniger als 70% 	<ul style="list-style-type: none"> · store in original packing in a clean, dry, non-contaminated area under the following conditions: i.e. temperature between -2 °C and +40 °C and a relative humidity less than 70 %
Mindesthaltbarkeit <i>minimum shelf-life</i>	<ul style="list-style-type: none"> · 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung 	<ul style="list-style-type: none"> · 5 years from production date if stored correctly

Unterverpackung <i>subpackaging</i>	1 St. / Polybeutel 20 St. / Spenderbox	1 pc. / polybag 20 pcs. / dispenser box
Versandeinheit (1 Karton) <i>shipping unit (1 carton)</i>	400 St. / Karton (20 x 20 St.)	400 pcs. / carton (20 x 20 pcs.)

	FALTFORM FOLDED STYLE
Größe <i>size</i>	Weiß white
Standard	REF 16 06 0509

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
 Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.
 Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany