


# ARNOMED FLOCKPAD



## Einweg Bettschutzunterlage mit Zellstoffflocken und SAP

*Disposable Underpad with Cellulose Flakes and SAP*

### Produktbeschreibung

*Product Description*

Einweg Bettschutzunterlagen aus Zellstoffflocken und SAP (superabsorbierendem Polymer) dienen als Schutzschicht für Oberflächen, die vor Flüssigkeiten geschützt werden sollen. Das saugfähige Material bildet eine weiche Barriere, insbesondere bei Inkontinenz, um das Eindringen von Urin und anderen Körperflüssigkeiten zu verhindern. Für den Einmalgebrauch vorgesehen.

*Disposable underpads with cellulose flakes and SAP (superabsorbent polymer) protect surfaces from fluids. The absorbent material forms a soft barrier to prevent the penetration of urine and other body fluids, especially in the case of incontinence. Intended for single use.*

### Bemerkungen

*Remarks*

Eignet sich für medizinische Einrichtungen, die ambulante und häusliche Pflege sowie als Trainingspads für Hunde.

*Suitable for medical facilities, care sector and as training pads for dogs.*

### Ausführungen

*Variations*

ARNOMED Bettschutzunterlage, unsteril

*ARNOMED underpad, non sterile*

Art.-Nr. REF	Größe Size	Lagen Layers	Material Material	Farbe Color	Verpackungseinheit Packaging Unit
621-60x90	ca. 60x90 cm	5 Lagen 5 ply	Zellstoffflocken & SAP Cellulose Flakes & SAP	Blau/Weiß Blue/white	25 Stk./Beutel; 4 Beutel/Krt. 25 pcs/bag; 4 bags/crt

### Inhaltsstoffe

*Components*

1. Lage: Vliesstoff
2. Lage: Zellstoff
3. Lage: Zellstoff-Flocken und SAP
4. Lage: Zellstoff
5. Lage: Polyethylen

1. layer: Non-Woven
2. layer: Cellulose
3. layer: Cellulose Flakes & SAP
4. layer: Cellulose
5. layer: Polyethylene



**Haltbarkeit***Durability*

3 Jahre

*3 years***Lagerung***Storage*

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

*Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight.*

**Letzte Änderungen***Last Changes*

02.01.2024

