

# ARNOMED NITRIL LIME GREEN



## Grüne Nitril Handschuhe - RAINBOW SERIES

Green Nitrile Gloves - RAINBOW SERIES

### Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, limettengrün, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

*Single-use examination gloves made of nitrile, lime green, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.*

### Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

*Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.*

### Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril

*ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile*

Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	S	Grün Green	100 Stück 100 pcs	389-S	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	M	Grün Green	100 Stück 100 pcs	389-M	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	L	Grün Green	100 Stück 100 pcs	389-L	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt
Nitril Handschuhe Nitrile Gloves	XL	Grün Green	100 Stück 100 pcs	389-XL	10 Boxen/Krt 10 boxes/crt

### Qualitätssicherung Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4  
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

*CE Marking on each packaging level*

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425  
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

*CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B*



## Physikalische Eigenschaften

### Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft   Cuff	Finger   Finger	Hand   Palm		
S	240	$\leq 80 \pm 10$	$0,07 \pm 0,02$	$0,09 \pm 0,02$	$0,08 \pm 0,02$	Vor Alterung   Before Aging	
M	240	$95 \pm 10$	$0,07 \pm 0,02$	$0,09 \pm 0,02$	$0,08 \pm 0,02$	6 N	500 %
L	240	$110 \pm 10$	$0,07 \pm 0,02$	$0,09 \pm 0,02$	$0,08 \pm 0,02$	Nach Alterung   After Aging	
XL	240	$115 \pm 10$	$0,07 \pm 0,02$	$0,09 \pm 0,02$	$0,08 \pm 0,02$	6 N	400 %

## Letzte Änderungen

### Last Changes

23.11.2023

