

# ARNOMED COVER

## PE-Schürze



## PE-Schürze geblockt

### PE Apron blocked

#### Produktbeschreibung

##### Product Description

Geblockte Einwegschrürze aus flüssigkeitsabweisendem, stabilen PE-Material. Mit Ausstanzung am Hals und zum Zubinden hinten an der Taille. Die PE-Schürzen werden an einem praktischen Abreißblock geliefert.

*Blocked disposable apron made of liquid-repellent, stable PE material. With cutout at the neck and to tie in the back around the waist. The PE aprons are supplied on a practical tear-off block.*

#### Bemerkungen

##### Remarks

Eignet sich für die Lebensmittelindustrie, Medizin, Labore und zur allgemeinen Sicherheit.

*Suitable for food industry, medicine, laboratories and for general safety.*

#### Material

##### Material

Polyethylen (PE)

*Polyethylene (PE)*

#### Ausführungen

##### Variations

Artikelnummer REF	Maße Dimensions	Farbe Color	Dicke Thickness	Stk./Beutel Pcs/bag	Beutel/Krt. Bags/carton	Beutel/Pal. Bags/pallet
455-18-75x125-B	75 x 125cm	Blau Blue	18µ	50	20	800
455-18-75x125-W	75 x 125cm	Weiß White	18µ	50	20	800
455-18-75x140-B	75 x 140cm	Blau Blue	18µ	50	20	800
455-18-75x140-W	75 x 140cm	Weiß White	18µ	50	20	800
455-30-75x120-B	75 x 120cm	Blau Blue	30µ	50	20	800
455-30-75x120-W	75 x 120cm	Weiß White	30µ,	50	20	800
455-30-75x150-B	75 x 150cm	Blau Blue	30µ	50	20	800
455-30-75x150-W	75 x 150cm	Weiß White	30µ	50	20	800



Artikelnummer REF	Maße Dimensions	Farbe Color	Dicke Thickness	Stk./Beutel Pcs/bag	Beutel/Krt. Bags/carton	Beutel/Pal. Bags/pallet
455-50-80x125-B	80 x 125cm	Blau Blue	50µ	25	10	400
455-50-80x140-B	80 x 140cm	Blau Blue	50µ	25	10	400
455-55-100x150-B	100 x 150cm	Blau Blue	55µ	25	10	400

**Qualitätssicherung**  
Quality ManagementLebensmittelunbedenklich  
Safe for Food**Haltbarkeit**  
Durability5 Jahre  
5 years**Lagerung**  
Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in heißer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.

*Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don't stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid above 80%. To keep away from high frequency equipment.*

**Letzte Änderungen**  
Last Changes

13.01.2026

