

# ARNOMED NITRIL

## Puderfreie Nitril Handschuhe Powder-free Nitrile Gloves

### Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

*Single-use examination gloves made of nitrile, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.*

### Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

*Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.*

### Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril  
*ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile*



Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
ARNOMED NITRIL WHITE	XS	Weiß White	100 Stück 100 pcs	301-XS	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE	S	Weiß White	100 Stück 100 pcs	301-S	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE	M	Weiß White	100 Stück 100 pcs	301-M	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE	L	Weiß White	100 Stück 100 pcs	301-L	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE	XL	Weiß White	100 Stück 100 pcs	301-XL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE	XS	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-XS	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE	S	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-S	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE	M	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-M	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE	L	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-L	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE	XL	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-XL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE	XXL	Blau Blue	100 Stück 100 pcs	351-XXL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt





Artikelbezeichnung <i>Article Description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Colour</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.-Nr. <i>REF</i>	Boxen/ VE <i>Boxes/ PU</i>
ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK	XS	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	391-XS	10 Boxen/ Krt. <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK	S	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	391-S	10 Boxen/ Krt. <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK	M	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	391-M	10 Boxen/ Krt. <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK	L	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	391-L	10 Boxen/ Krt. <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK	XL	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	391-XL	10 Boxen/ Krt. <i>10 boxes/crt</i>
ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK	XXL	Schwarz <i>Black</i>	100 Stück <i>100 pcs</i>	391-XXL	10 Boxen/ Krt. <i>10 boxes/crt</i>

### Qualitätssicherung *Quality Management*

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 420; EN 455 - 1, 2, 3, 4  
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

*CE Marking on each packaging level*

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425  
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

*CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B*

### Physikalische Eigenschaften *Physical Parameters*

Größe <i>Size</i>	Länge in mm <i>Length in mm</i>	Breite in mm <i>Width in mm</i>	Wandstärke einzelne Wand in mm <i>Thickness single wall in mm</i>			Reißfestigkeit <i>Tensile strength</i>	Dehnbarkeit <i>Elasticity</i>
			Schaft   Cuff	Finger   Finger	Hand   Palm		
XS	240	70 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Vor Alterung <i>Before Aging</i>	
S	240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02		
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	500 %
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung <i>After Aging</i>	
XL	240	115 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02		
XXL	240	> 120	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	400 %

### Letzte Änderungen *Last Changes*

02.10.2024