

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® AD

Abdruck-Desinfektion

- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformungen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA) und fungizid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV) und Vaccinia-, Rota-, SV40-Viren)
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit
- Schnelles Trocknen (ohne sichtbare Rückstände)
- Ultraschallbad geeignet



Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloid-Abformungen.

Ausführungen: MyClean® AD – Abdruck-Desinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Abdruck-Desinfektion	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79638	4046153116690	10306088	2
Abdruck-Desinfektion	Neutral / neutral	10 Liter / 10 litres	79700	4046153125975	15202264	1

Einwirkzeit:

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40-Viren	konzentriert - 5 Minuten
--	--------------------------

Zusammensetzung: In 100 g sind enthalten:
Wirkstoffe: 0,2 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,
0,64 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:    

