

ARNOMED Spuckbeutel



Spuckbeutel mit verschließbarem Ring Spit bag with closable ring

Produktbeschreibung Product Description

Flüssigkeitsdichter Spuckbeutel zum Einsatz bei Erbrechen und Übelkeit. Der teiltransparente weiße Spuckbeutel ist aus robustem Polyethylen und kann nach der Verwendung mit Hilfe des runden Kunststoffrings sicher verschlossen werden. Er eignet sich zur Hygieneprävention in medizinischen Anwendungsbereichen sowie für den privaten Gebrauch.



Liquid-tight spit bag for use in case of vomiting or feeling sick. The partially transparent white spit bag is made of robust polyethylene and can be securely closed after use with the round plastic collar. It is suitable for hygiene prevention in medical application areas as well as for private use.

Bemerkungen Remarks

Eignet sich für die Reinigung, Lebensmittelindustrie, Labore, Produktion, Pharmazie und zur allgemeinen Sicherheit.

Suitable for cleaning, food industry, laboratories, production, pharmacy and for general security.

Anwendung Use



Material Material

Weich-Polyethylen (LDPE)
Low density polyethylene (LDPE)

Auffangvermögen Volume

2000 ml

Farbe Color

Weiß
White

Stärke Thickness

40µ



Maße (LxBxH) <i>Dimensions (LxWxH)</i>	36 x 12,5 x 34cm
Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>	25 Stk./Beutel, 24 Beutel/Krt. 25 pcs/bag, 24 bags/crt
Artikelnummer <i>Art. No.</i>	921
Letzte Änderungen <i>Last Changes</i>	01.07.2024

