

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01035**
Bezeichnung **MED COMFORT**
Latex Fingerlinge
weiß, nicht steril, puderfrei

MED-COMFORT
Latex-Fingerlinge puderfrei
Latex finger cots powder free

100 Stück/Pieces
Größe/Size
2 Art.-No. 01035-2
3 Art.-No. 01035-3
4 Art.-No. 01035-4
5 Art.-No. 01035-5

gerollt nicht steril
roll-up non-sterile

© AMPri Handelsgesellschaft mbH
11413 Winsen (Luhe) - Germany
AMPri

Warnhinweis: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, die allergische Reaktionen auslösen können. Personen, die allergisch gegen Latex sind, sollten dieses Produkt nicht verwenden. Please do not use this product if you are allergic to latex.

SCHICHTSTÄRKE
0,11 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Vinyl-Nitril-Gemisch	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> bordeaux
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input type="checkbox"/> steril	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> passt hand-spezifisch	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> voll-texturiert	<input type="checkbox"/> finger-texturiert	<input checked="" type="checkbox"/> keine Texturierung	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> außen chloriert, innen mit Aloe Vera beschichtet		

GRÖßEN							
	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	XXXL (7)
Breite	-	24 ± 2 mm	27 ± 2 mm	30 ± 2 mm	34,5 ± 2 mm	-	-
Länge	-	70 ± 3 mm	-	-			

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel-Kontakt zugelassen	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	
	nicht anwendbar					
EN 374-4:2013 Degradation						
EN 374-5:2016 Mikroorganismen	nicht anwendbar					

EN 420:2010 Schutzhandschuhe	nicht anwendbar					
------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	nicht anwendbar					EN 455
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	nicht anwendbar					AQL 1.5

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01035**
Bezeichnung **MED COMFORT**
Latex Fingerlinge
weiß, nicht steril, puderfrei



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	100	
EAN Unterverpackung Gr. XS	-	
EAN Unterverpackung Gr. S	-	
EAN Unterverpackung Gr. M	-	
EAN Unterverpackung Gr. L	-	
EAN Unterverpackung Gr. XL	-	
EAN Unterverpackung Gr. XXL	-	
EAN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS	-	
PZN Unterverpackung Gr. S	-	
PZN Unterverpackung Gr. M	-	
PZN Unterverpackung Gr. L	-	
PZN Unterverpackung Gr. XL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	70 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	42 g	52 g
M	47 g	57 g
L	52 g	62 g
XL	57 g	67 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	300	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941000770	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941000787	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941000794	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941000800	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
EAN Umverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XS	-	
PZN Umverpackung Gr. S	-	
PZN Umverpackung Gr. M	-	
PZN Umverpackung Gr. L	-	
PZN Umverpackung Gr. XL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	490 mm	
Breite	400 mm	
Höhe	285 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	15.600 g	16.100 g
M	17.100 g	17.600 g
L	18.600 g	19.100 g
XL	20.100 g	20.600 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	4	
Lagen pro Palette	5	
Palettenhöhe	158 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	322 kg	347 kg
M	352 kg	377 kg
L	382 kg	407 kg
XL	412 kg	437 kg
XXL	-	-
XXXL	-	-

Rev.-Nr.: 4
Datum 07.06.2021

Änderungen & Irrtümer vorbehalten