

ARNOMED NITRIL 200er

Nitril Handschuhe mit 200 Stück/Box Nitril Gloves with 200 pcs/box

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril
ARNOMED Nitril Gloves powder-free, non sterile



Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
ARNOMED NITRIL WHITE 200er	S	Weiß White	200 Stück 200 pcs	309-S	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE 200er	M	Weiß White	200 Stück 200 pcs	309-M	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE 200er	L	Weiß White	200 Stück 200 pcs	309-L	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL WHITE 200er	XL	Weiß White	200 Stück 200 pcs	309-XL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE 200er	S	Blau Blue	200 Stück 200 pcs	359-S	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE 200er	M	Blau Blue	200 Stück 200 pcs	359-M	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE 200er	L	Blau Blue	200 Stück 200 pcs	359-L	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLUE 200er	XL	Blau Blue	200 Stück 200 pcs	359-XL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLACK 200er	S	Schwarz Black	200 Stück 200 pcs	399-S	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLACK 200er	M	Schwarz Black	200 Stück 200 pcs	399-M	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLACK 200er	L	Schwarz Black	200 Stück 200 pcs	399-L	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
ARNOMED NITRIL BLACK 200er	XL	Schwarz Black	200 Stück 200 pcs	399-XL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt



Qualitätssicherung
Quality Management

EN 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm		
S	240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Vor Alterung Before Aging	
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	500 %
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 115	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	400 %

Letzte Änderungen
Last Changes

02.10.2024

